

## DEPISTAGE DES SALMONELLES CHEZ LES VOLAILLES

**- Contexte général :**

Salmonella **dépistage obligatoire** dans les troupeaux et couvoirs (SALMOBL)

**- Contexte police sanitaire :**

Salmonelle **Police Sanitaire** alerte sauf nettoyage désinfection (SALMPOL)

Salmonelle **Police Sanitaire : contrôle Net Désinfection** d'un atelier (SALMPOLND)

Salmonella **contrôle complémentaire** DDI hors police sanitaire (SALMCOMPL)

**- Autocontrôle volontaire :**

Salmonella **autocontrôle volontaire** dans un atelier de volaille (SALMELEV)

- Salmonelle **export**

Nom et adresse de l'exploitation, tel, adresse mail.....

N° de cheptel (EDE)..... N° SIRET : .....

code (INUAV)..... Couvoir d'origine.....

N° Bâtiment :..... lieu de prélèvement dans l'atelier.....

N° d'éclosoirs..... N° de salle.....

Nombre d'animaux : ..... Age réel des animaux :... .. (Semaines) Espèce.....

Atelier type de production : Filière chair  reproduction  œuf conso

Mode d'élevage plein air  hors sol  cage

Exploitation dérogatoire (tout plein tout vide ou 8 semaines)

Nom du vétérinaire sanitaire .....

Payeur.....

Autre correspondant : .....

**J'autorise le laboratoire à transmettre les résultats à la DDCSPP**

Matrice de prélèvement	Nbre Prél	Nbres analyses
Pot de fientes		
Chiffonnettes (cocher si avec neutralisant <input type="checkbox"/> )		
Pédichiffonnettes ou chaussettes (cocher si avec neutralisant <input type="checkbox"/> )		
Fond de casier d'éclosoir		
Fond de boîtes de livraison		
Poussins d'un jour		
coquille d'œufs (250 g)		
Volailles 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> pool de 60 <input type="checkbox"/> (P.S.)		
Aliment		
Autres (préciser ex : œufs béchés non éclos <input type="checkbox"/> , pool 30 œufs <input type="checkbox"/> Muscles volailles : 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> poussières <input type="checkbox"/> prises de sang <input type="checkbox"/> autre.....		

**PLAN D'ANALYSE SALMONELLE:**

**tous sérotypes** dont Salmonella. Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar, Virchow (ESALT5L)

**tous sérotypes** dont Salmonella. Enteritidis, Typhimurium (ESALT2L)

**tous sérotypes** : Salmonella spp (ESALMTL)

**5 sérotypes** : Salmonella. Enteritidis, typhimurium, infantis hadar, virchow (ESALM5L)

**2 sérotypes** : Salmonella. enteritidis, typhimurium (ESALM2L)

Salmonelles export

**Méthode adaptée**  (uniquement pour filière chair, fientes et pédichiffonnettes)

**- Bactériologie**

Echantillons prélevés le / / Identité du Préleveur : M ..... Signature.....

**Attention, les échantillons après prélèvement, doivent être traités par le laboratoire dans les**

**1 – 48 heures pour les filières ponte et repro. Chair**

**2 – au maximum 96 heures pour les autres filières**